


ヒアリンググループってなに？

ヒアリンググループは、補聴器等を使用されている方の「聞こえ」を支援する設備です。

補聴器を使用される方にとって、周囲が騒がしい場所などでは人の話す声などの聞き取りが難しい場合があります。

「ヒアリンググループ」(「磁気誘導ループ」,「磁気ループ」とも呼ばれます)を用いると、マイクを通した音声を直接補聴器や人工内耳へ伝えることができ、講演や会議、コンサートなどの会場で、発言者の声や音楽をクリアに聞くことができます。

移動型ヒアリンググループを使用した様子



ヒアリンググループを使うには・・・

ヒアリンググループの音声は、お持ちの補聴器等をTコイルが利用できるモードに切り替えることで、聞くことができます。

補聴器にTコイル(Tモード)の切り替えスイッチ又はTコイルを利用できるプログラムが付いている必要があります。詳しくは、補聴器店に御確認ください。

また、補聴器がなくても「専用受信機」があれば、クリアな音声を聞くことができます。(10台まで貸し出し可能です)